

機械器具 72 視力補正用レンズ  
一般医療機器 眼鏡レンズ JMDNコード：35957000

## メオガードレンズ

---

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、適切な度数のレンズを使用して網膜上に結像させることで視力を補正します。

レンズ度数 (D) : +0.50~+5.00  
-0.50~-9.00

### 【使用目的又は効果】

視力補正用の眼鏡レンズ

### 【使用方法等】

レンズと同サイズのメオガードセーフティーに装着します。

### 【使用上の注意】

- ・ 整髪料、化粧品がレンズについたときは、劣化・変質・変化の原因となる可能性があるため、すみやかに拭き取ること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：名古屋眼鏡株式会社  
TEL：052-261-6561

製造業者：Zhangzhou Tony Optical Co., Ltd.  
(中華人民共和国)